

## INTELIGENTEN KROMATOGRAFSKI SISTEM:

- avtomatska diagnostika in avtomatska vzpostavitev sistema
- gravimetrični monitoring mobilne faze



- možno upravljanje in spremljanje preko pametnih naprav

**Nexera X3:** UHPLC, 19.000 PSI

**Nexera XS:** UHPLC, 15.000 PSI

**Nexera XR:** UHPLC, 10.000 PSI

**Nexera:** HPLC, 6.000 PSI



Nexera LC-40 je certificirana kot eko proizvod.

# Nexera LC-40



NOVO merilo za inteligenco

## ČRPALKA:

Posebna zasnova črpalke, ki omogoča zelo nizko pulzacijo. Ta je pomembna, ker vpliva na razmerje med signalom in šumom pri detekciji nizkih kromatografskih vrhov.

## VZORČEVALNIK:

Ultra hitro injiciranje - 6,7 sekunde.

Zelo nizek »carryover«, manj kot 0,0003%.

Stabilnost temperature: zaradi posebne patentirane zasnove zrak iz okolice ne more vstopiti v vzorčevalnik, zaradi česar je temperatura v njem stabilna tudi, ko ga odpremo. Cirkulacija zraka v njem tudi preprečuje nastanek kondenza.

 **SHIMADZU**  
Excellence in Science

**KEMOMED**  
PRINAŠAMO REŠITVE